



地址：台南市東區大學路 1 號國立成功大學自強校區科技大樓 4 樓 9071 室
電話：(06)200-3196

試驗委託單

顧客資訊 Customer Profile

<input type="checkbox"/> 中心內部送驗，人員：		E-mail：	
<input type="checkbox"/> 外部送驗，請填寫以下資訊			
機構/學校單位系所		主持人	聯絡人
收據抬頭/統一編號		連絡電話/分機	
E-mail			

委託資訊 Sample Information

試驗項目	內毒素檢測：TAF 認證標誌 <input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否 (試驗方法：USP41(2018) 內毒素檢測-動力呈色法)					
樣品名稱	樣品狀態	件數	樣品批號	運送	中心保存	備註
1	<input type="checkbox"/> 粉末 <input type="checkbox"/> 液體			低 / 常溫	冷藏	
2	<input type="checkbox"/> 粉末 <input type="checkbox"/> 液體			低 / 常溫		
3	<input type="checkbox"/> 粉末 <input type="checkbox"/> 液體			低 / 常溫		
4	<input type="checkbox"/> 粉末 <input type="checkbox"/> 液體			低 / 常溫		
5	<input type="checkbox"/> 粉末 <input type="checkbox"/> 液體			低 / 常溫		
其他要求： 1. 測試後剩餘樣品退回： <input type="checkbox"/> 否， <input type="checkbox"/> 是 (1. <input type="checkbox"/> 自取：限報告寄出 2 個月內，逾期銷毀。2. <input type="checkbox"/> 委託代寄：快遞費到付，地址：) 預設：否 2. 處理時限： <input type="checkbox"/> 一般件， <input type="checkbox"/> 急件。預設：一般件 3. 報告形式： <input type="checkbox"/> 中文， <input type="checkbox"/> 英文。預設：中文 4. 其他：						
樣品送檢 注意事項	1. 內毒素檢測之採樣須使用去熱原採樣器具，採樣過程保證無污染，及時密封並用適當方法保存。 2. 為保證檢測準確性，需提供足夠檢測樣品，原則上需 2 ml 以上 (液體) 或 1 mg 以上 (粉末)。 3. 樣品運送過程中需包裝完好，避免破損。 4. 本委託單係顧客同意報價後，填寫完畢連同樣品寄送至地址：701 台南市東區大學路 1 號國立成功大學自強校區 4 樓 9071 室 收件人：涂蕙菁 5. 僅就委託者之委託事項提供測試，不涉及抽樣，也不對產品合法性做判斷。 6. 試驗完成後，顧客請於兩個禮拜內進行滿意度調查以確認報告。					

以下為本中心收件填寫 (日期： 人員簽名：)

1. 確認樣品名稱、樣品狀態(粉末/液體)、件數、批號、運送溫度及包裝完整性(完整/破損)，符合在測試件上標示編號與接收日，若不符合，通知顧客並留下紙本變更紀錄附於後 ex. 親簽、對話紀錄、郵件紀錄…等)								
	名稱	狀態	件數	批號	運送	保存	包裝	編號(標示於測試件上)
1		粉/液			低 / 常溫	冷藏	完整/破損	
2		粉/液			低 / 常溫		完整/破損	
3		粉/液			低 / 常溫		完整/破損	
4		粉/液			低 / 常溫		完整/破損	
5		粉/液			低 / 常溫		完整/破損	
2. <input type="checkbox"/> 填寫「測試件清單」(CBMRD-TSOP01-R02)					3. <input type="checkbox"/> 拍照/上傳照片(檔名:編號_接收日_序號)/照片紙本附於後			
4. <input type="checkbox"/> 存放: 4°C 智慧型醫藥級冷藏櫃					(簽署/日期)			

紀錄編號： (由中心歸檔人員填寫)